

ECG DE03 ELECTROCARDÍGRAFO

ECG 12CAN CON INTERPRETACIÓN

ECG FÁCIL DE USAR Y ACCESIBLE, DE OPERACIÓN TÁCTIL, CON ANÁLISIS AUTOMÁTICO.



Accesorios Incluidos:

- Juego de 6 perillas precordiales Adulto
- Juego de 4 Pinzas de extremidades Adulto
- Cable de paciente de 10 puntas.
- Cable de alimentación.
- 1 Rollo de Papel.





Accesorios Adicionales:

carro para ECG

Sistema de análisis de ECG automático de 12 derivaciones: ECG función de diagnóstico automático, ECG automático medición y análisis para referencia de médicos;

Interfaz de forma de onda de ECG después de conectarse a la estación de trabajo



Funciones y Características

1. Pantalla LCD en color de gran ángulo de alta definición de 7 pulgadas, control táctil capacitivo, pantalla de 12 cables, resolución de pantalla 800 * 480;
2. Dimensiones generales: 320 mm × 230 mm × 78 mm; Peso neto: 1.85 kg
3. Batería recargable de litio de 2800mAh, y con circuito de carga especial y sistema de protección y gestión de batería perfecto
4. 12 cables divididos en diez cables de cables, incluidos seis cables de pecho y cuatro cables de extremidad

WILSON LEAD	EUR STD		AMER STD	
	Marca de	El Color	Marca de	El Color
Brazo derecho	R.	Rojo	RA.	Blanco
Brazo izquierdo	L.	Amarillo	Los Angeles	Negro
Pie derecho	N.	Negro	RL	El verde
Pie izquierdo	F.	El verde	LL	Rojo
Pecho 1	C1	Blanco/rojo	V1	Marrón/rojo
Pecho 2	C2	Blanco/amarillo	V2	Marrón/amarillo
Pecho 3	C3	Blanco/verde	V3	Marrón/verde
Pecho 4	C4	Blanco/marrón	V4	Marrón/azul
Pecho 5	C5	Blanco/negro	V5	Marrón/naranja
Pecho 6	C6	Blanco/púrpura	V6	Marrón/púrpura

5. El filtro de deriva de línea de base se utiliza para suprimir la deriva de línea de base para garantizar que la señal de ECG se encuentre en la línea de base cuando se graba. Los valores son de 0.05 Hz, 0.5 Hz y 1Hz.
6. El filtro EMG se utiliza para suprimir la interferencia en la señal de ECG causada por la fibrilación muscular fuerte y atenuar la señal más alta que el conjunto de frecuencia de corte. La frecuencia de corte se puede seleccionar: apagado, 25Hz, 35Hz, 45Hz.
7. Equipado con un filtro de paso bajo que se utiliza para limitar el ancho de banda de la señal de entrada y atenuar la señal más alta que la frecuencia de corte establecida, incluidos 75 Hz, 100 Hz y 150 Hz. Nota: La configuración del filtro de paso bajo solo es efectiva cuando el filtro EMG está configurado en "apagado"
8. Función de congelación: con una función de congelación de forma de onda de ECG en tiempo real, es conveniente capturar formas de onda de ECG importantes del paciente. Después de hacer clic en el botón de congelación, la forma de onda del ECG puede congelarse durante hasta 10 segundos.
9. Gran capacidad de almacenamiento que puede almacenar 1000 datos de pacientes.
10. Modo de visualización: 3 canales/(3 + R) canales/(3 + II + V5) canales/doble fila 6 canales/una fila 6 canales/doble fila 12 canales seis modos de combinación de pantalla ECG.
11. Función de diagnóstico automático de ECG precisa, con una función de alarma de límite de frecuencia cardíaca, y establece gratuitamente si imprime el informe de medición y análisis.
12. Tacle del teclado que ingresa información del hospital y del paciente, información del paciente que respalda el nombre, la identificación del paciente, la identificación secundaria, la edad, la fecha de nacimiento, el género, la raza, el medicamento, la clase, la colocación del electrodo V3.
13. Manual, ritmo automático, examen físico y otros modos de operación. Previo a la adquisición posterior, proporciona 10 segundos de adquisición instantánea, ECG.
14. Equipado con una interfaz USB y una interfaz de red LAN.
15. Tarjeta SD externa de gran capacidad o memoria USB, que puede almacenar, reproducir e imprimir datos históricos en la computadora.
16. Tiene la función de detección de derramamiento de plomo y la función de detección de papel faltadepapel.
17. Diseño de fuente de potencia amplia para fuentes de alimentación CA 100-240,50/60Hz.
18. Se puede conectar a la estación de trabajo de ECG y tiene la función de administración de archivos de pacientes, que puede almacenar cientos de miles de informes de ECG.